

صندوق التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UV Box)



غرفة تعقيم بأشعة UVC لأدوات العمل والآلات الطبية والأجهزة الحساسة، مزودة بقفل أمان للباب.

المميزات الرئيسية

تقنية التطهير بأشعة UVC

- نطاق الطول الموجي لأشعة UVC: من 200 إلى 280 نانومتر
- فعالية عالية في القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات
- دورات تطهير سريعة وموثوقة

تصنيع متين

- هيكل خارجي مطلي بدهان بودرة إلكتروستاتيك للحماية من التآكل
- غرفة داخلية وسطح عمل من الاستانلس ستيل عالي الجودة
- عمر تشغيل طويل في بيئات العمل الشاقة

سطح عمل صحي

- سطح داخلي من الاستانلس ستيل
- سهل التنظيف والصيانة
- مناسب للاستخدام الطبي والعملي

تصميم محسّن

- أقصى استفادة من المساحة الداخلية لتحميل فعال
- أبعاد خارجية مدمجة تناسب تجهيزات المعامل المختلفة

نظام الأمان

- مفتاح أمان للباب
- لا يعمل الجهاز والباب مفتوح

- حماية كاملة للمستخدم أثناء التشغيل

سهولة التشغيل

- نظام تحكم بسيط
- دورات تطهير سريعة
- واجهة سهلة الاستخدام للعمل اليومي

توزيع منتظم لأشعة UVC

- تصميم داخلي يضمن تعرضًا متساويًا لأشعة UVC على جميع الأسطح
- يحسن كفاءة التطهير واعتماديته

التطبيقات

- تطهير الأدوات العملية
- المستشفيات والبيئات الإكلينيكية
- معامل الأبحاث والميكروبيولوجي
- أدوات المصانع الدوائية والغرف النظيفة
- تعقيم أدوات التعامل مع العينات

الموديلات والمواصفات

المواصفة	UVX-60	UVX-90	UVX-120
المقاس الداخلي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	60 × 60 × 60	90 × 60 × 60	120 × 60 × 60
المقاس الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	60 × 60 × 80	90 × 60 × 90	120 × 60 × 90
قدرة لمبة UVC (وات)	30	40	60
الخامات	سطح داخلي من الاستانلس ستيل + هيكل خارجي مطلي إلكتروستاتيكيًا	سطح داخلي من الاستانلس ستيل + هيكل خارجي مطلي إلكتروستاتيكيًا	سطح داخلي من الاستانلس ستيل + هيكل خارجي مطلي إلكتروستاتيكيًا
نظام الأمان	مفتاح أمان لقفل الباب	مفتاح أمان لقفل الباب	مفتاح أمان لقفل الباب
مصدر الكهرباء	220 فولت / 60-50 هرتز	220 فولت / 60-50 هرتز	220 فولت / 60-50 هرتز

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة • ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين • عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان